

Kunde:	Bezeichnung:
<p><u>Gerät:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Waschwassersterilisator</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><u>Type:</u></p> <p>_____</p>	
Fabr.Nr.: _____	Techniker: _____
Chargenzahl: _____	Datum: _____

Betriebswartung - Checkliste

Leistungsumfang für sämtliche Typen von Waschwassersterilisatoren L500

Pos	Teile - Bezeichnung	Tätigkeit - Prüfung	Durchgeführt o.B m.B.
Pos 1	Rohrverbindung	Austausch sämtlicher Flachdichtungen, Überprüfung aller Leitungen auf Dichtheit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 2	Schmutzfänger	Reinigen bzw. Austauschen der Siebe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 3	Magnetventil	Prüfung auf Dichtheit und Funktion, wenn erford. Dichtung(en) tauschen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 4	Rückschlagventil	Prüfung auf Dichtheit und Funktion, wenn erforderlich tauschen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 5	Wärmetauscher	Funktionsprüfung und Kontrolle der Leistung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 6	Schaltschrank und Verkabelung	Kontrolle der Klemmverbindungen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 7	Schütz / Relais	auf Verschleiß und Funktion prüfen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 8	Temperaturfühler PT100	kontrollieren ggf. kalibrieren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 9	Druckschalter	kontrollieren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 10	Drucktransmitter	kontrollieren ggf. kalibrieren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 11	Dokumentationsdrucker Option	Funktion prüfung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 12	Dampferzeuger	Kontrolle der Heizleistung Prüfung auf Dichtheit und Funktion	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 13	Tank	Reinigung und Kontrolle des Speisewasserventiles auf Dichtheit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pos 14	Speisepumpe	Prüfung auf Dichtheit und Kontrolle der Leistung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pos	Teile - Bezeichnung	Tätigkeit - Prüfung	Durchgeführt	
			o.B	m.B.
Pos 15	Sicherheitsventil	Funktionsprüfung, Abblasedruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos 16	Batterie CPU/Display	kontrollieren ggf. tauschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos 17	Manometer	kontrollieren ggf. kalibrieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos 18	Druckerhöhungspumpe	Prüfung auf Dichtheit, Kontrolle der Leistung, Funktionsprüfung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos 19	Dosierpumpe	Austausch der Dichtungen und Schlauch (Rep. Satz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos 20	Sauglanze - Calligator	reinigen, Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos 21	Sterilfilter	Sterilfilter tauschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos 22	Sicherheitstechnische Überprüfung nach ÖVE/ÖNORM E 8701-1 Rpe: Riso: IEA:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkung(en) zu Pos(en):

Unterschrift des Nutzers

Datum

Unterschrift des Technikers

o.B.= ohne Beanstandung
m.B.= mit Beanstandung